


FICHE PRODUIT



Fiole jaugée en verre Glassco 250ml

Référence : SOC-LC250GL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques:

- classe A col rodé avec bouchon en polyéthylène

Application

- Mesure volumétrique des liquides

Avantages

- Livrée avec un certificat de lot

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/11353-firole-jaugee-en-verre-glassco-250ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com