


FICHE PRODUIT



Ballon fond rond col étroit en verre Pyrex

Référence : SOC-PRX106

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

- Capacité: 6000 mL
- Type de montage: Non-rodé
- Qualité du matériau: Verre Pyrex
- Col long étroit en verre
- Diamètre du col: 57 mm
- Hauteur: 355 mm
- Diamètre du bulbe: 236 mm

Conditionnement minimum de vente : A l'unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/11355-ballon-fond-rond-col-etroit-en-verre-pyrex.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com