

FICHE PRODUIT



Ampoule de coulée isobare 50 ml

Référence : SOC-AC168

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques:

- Capacité: 50 mL
- Verre: Borosilicaté 3.3
- Rodage: 24/29
- Robinet Téflon

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/11356-ampoule-de-coulee-isobare-50-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com