

FICHE PRODUIT

Cristallisoir à bec

Référence : SOC-CRI896

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

Capacité : 30 mL

Hauteur : 30 mm

Diamètre : 52 mm

Conditionnement minimum de vente: Lot de 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/11358-cristallisoir-a-bec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com