

FICHE PRODUIT

Table d'opération de la main et du bras Modèle AGA

Référence : SOC-AHT3065J

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de table : Table d'opération de base/simple
- Système : Simple
- Structure de la table : Réglable en hauteur
- Largeur du divan/table : 700

Description du produit

Caractéristiques de la table d'opération de la main et du bras:

- En acier inoxydable,
- Réglable en hauteur 700-1135 mm, avec pied de support,
- Coussin rembourré antistatique,
- Couleur noir,
- Amovible,
- Plateau de table ajustable grâce à un joint sphérique, avec fixation pour rails normalisés,
- Dimensions 650 x 250 mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/table-operation-de-base/11362-table-d-operation-de-la-main-et-du-bras-modele-aga.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de table	Table d\opération de base/simple
Système	Simple
Structure de la table	Réglable en hauteur
Largeur du divan/table	700
Nombre de parties de la table/du divan	une partie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com