

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical ou stérilisateur avec double portes cylindrique, 350 litres, Modèle SAP-600D

Référence : SOC-SAP600D

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'autoclave : Autoclave Vertical

Description du produit

Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600D:

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d'urgence.

Caractéristiques spécifiques de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600D:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur), Approximativement 350 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/ Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Accessoires standards : Plateau x 1.
- Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec pompe d'aspiration sèche.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus) Réf.: **SOC-SAB-C1.2**
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)
- système de traitement d'eau pour autoclaves (par osmose inverse) Modèle SAP400/450/500/600/700 (Réf.: **SOC-SAP.4STE**)

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle N°	SAP-600D
Capacité de la cuve (L)	350
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	610 x 1200
Dimensions totales W x H x D (mm)	900 x 1800 x 1550
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	12 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/11368-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-avec-double-portes-cylindrique-350-litres-modele-sap-600d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	Autoclave Vertical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com