

FICHE PRODUIT

Propipette poire à pipeter universelle 5 à 25 mL

Référence : SOC-DP519

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Propipette : la poire à pipeter universelle du laboratoire

La **propipette** est une poire à pipeter universelle qui s'adapte sur toutes les pipettes d'un volume compris entre **5 mL et 25 mL**. Dotée d'un système de soupapes à bille de verre étanches, elle permet des prélèvements précis d'une seule main. Elle s'utilise aussi bien avec une **pipette graduée** qu'avec une **pipette jaugée**, et permet d'aspirer le liquide pour le faire monter dans la pipette, de le maintenir, puis de le laisser couler de façon contrôlée.

Caractéristiques techniques

- **Type** : poire à pipeter universelle (propipette)
- **Compatibilité** : pipettes de 5 mL à 25 mL
- **Diamètre de pipette accepté** : 1 à 3 mm
- **Soupapes** : à bille de verre
- **Référence** : SOC-DP519

Mode d'emploi

Préparation : fixer la propipette sur la pipette, du côté opposé à la poire. Appuyer sur la valve A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

(aération) et presser la poire pour la vider de son air.

Utilisation :

- Une pression sur la valve **C** (colonne) permet d'aspirer le liquide et de le faire monter dans la pipette.
- Une pression sur la valve **E** (écoulement) permet de laisser couler le liquide.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de laboratoire

SOCIMED distribue le petit matériel de pipetage et les consommables de laboratoire auprès des hôpitaux, laboratoires d'analyses, cliniques et ONG en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poires-en-caoutchouc/11370-propipette.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com