

FICHE PRODUIT

Chauffe-Ballon 500 mL

Référence : SOC-CH100

Points forts

- délais : 48 heures
- Volumes : 500 mL

Description du produit

Caractéristiques techniques:

- Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température, pour procédés de distillation, évaporation, extraction et ébullition
- Température : jusqu'à 450°C sur la surface du chauffe-ballon
- Alimentation : 220V - 50Hz.
- Puissance: 250 W
- Capacité: 500 mL
- Dimensions: Ø 200 x 160 (h) mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11374-chauffe-ballon-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Volumes	500 mL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com