

FICHE PRODUIT



**système de traitement
d'eau pour autoclaves
(par osmose inverse)
Modèle
SAP400/450/500/600/700**

Référence : SOC-SAP.4STE

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Processus du système de filtration en 3 étapes

(Longueur: 10 ")

Étape 1 :

Pré filtre à sédiments de 5 microns (élimine les sédiments, le limon et les particules plus petites qu'un globule rouge)

Étape 2:

Filtre à charbon à écoulement radial (élimine les produits chimiques, le chlore, les pesticides, les goûts et les odeurs)

Étape 3:

Filtre final de 0,2 micron (élimine la poussière, le repos, la couleur et les métaux lourds de 1 micron)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/11376-systeme-de-traitement-d-eau-pour-autoclaves-par-osmose-inverse-modele-sap600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com