

FICHE PRODUIT

Adoucisseur d'eau Modèle Fleck 5600 SXTBB (Bi-Bloc) 30Litres

Référence : SOC-AQF5600BB

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de traitement d'eau : Adoucisseur d'eau

Description du produit

Adoucisseur d'eau Modèle Fleck 5600 SXT (Bi-Bloc) 30Litres

Caractéristique de la vanne Fleck:

La vanne Fleck 5600 SXT qui équipe cet adoucisseur d'eau est une vanne volumétrique électronique réputée pour sa fiabilité.

Elle est alimentée par un transformateur 24V-50Hz qui active le piston principale lors de la régénération.

Elle dispose d'une autonomie de 48h en cas de coupure de courant, de 4 modes de fonctionnement au choix : Régénération volumétrique immédiate, ou retardée, régénération chronométrique retardée ou hebdomadaire.

L'affichage électronique vous permettra de consulter au choix: Le volume restant, le temps de cycle restant, ou position du cycle en cours.

Caractéristique de la résine :

La résine sélectionnée pour cet adoucisseur est la Dowex HCR-S/S.

Elle dispose en outre d'une excellente longévité, grâce à une faible expansion du lit (soulèvement externe/interne) de seulement 5%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La granulométrie de cette résine échangeuse d'ion est de seulement 300 μ , pour une teneur en eau de 45 à 51 Gr/ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/11379-adoucisseur-d-eau-modele-fleck-5600-sxtbb-bi-bloc-30litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de traitement d'eau	Adoucisseur d'eau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com