


FICHE PRODUIT

Drain thoracique en PVC avec ligne O.R.X. et 6 orifices latéraux, long. 50cm 28 Fr

Référence : SOC-065328

Points forts

- délais : 48 heures
- Longueur de la sonde (cm) : 50

Description du produit

Drain thoracique en PVC avec ligne O.R.X. et 6 orifices latéraux, long. 50cm 28 Fr

Dispositif comprenant un drain thoracique en PVC de 50 cm , avec ligne O.R.X. et 6 orifices latéraux. Marque tous les deux centimètres de 2 à 24 cm après les orifices.

Embout atraumatique proximal permettant le raccordement à une valve de Heimlich ou à un système de recueil / d'aspiration une fois coupé.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/drainage/11392-drain-thoracique-en-pvc-avec-ligne-o-r-x-et-6-orifices-lateraux-long-50cm-28-fr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Longueur de la sonde (cm)	50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com