

FICHE PRODUIT



Brassard en nylon pour tensiomètres Manopires Lian et ergo sphyg de SPENGLER

Référence : SOC-334100

Points forts

- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manopire
- Modèle Tubulure : Simple

Description du produit

Les **Brassards en nylon pour tensiomètres Manopires Lian et ergo sphyg de SPENGLER** sont disponibles en tailles et couleurs différentes:

- Obèse (XL) gris
- Large Adulte (L) en noir, gris et bleu royal
- Adulte (M) en noir, gris et bleu royal
- Enfant (S) en noir, gris et bleu royal
- Pack de 4 tailles (XL, L, M, S)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/11394-brassard-en-nylon-pour-tensiometres-manopoles-lian-spengler.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type de fermeture	Velcro
Type	Manopole
Modèle Tubulure	Simple

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
tensiometre_brassard - Nylon gris, tensiometre_taille - Obèse (XL)	SOC-334191A	
tensiometre_brassard - Nylon noir, tensiometre_taille - Adulte (L)	SOC-334106	
tensiometre_brassard - Nylon gris, tensiometre_taille - Adulte (L)	SOC-334101	
tensiometre_brassard - Nylon bleu royal, tensiometre_taille - Adulte (L)	SOC-334102	
tensiometre_brassard - Nylon gris, tensiometre_taille - Adulte (M)	SOC-334111	
tensiometre_brassard - Nylon noir, tensiometre_taille - Adulte (M)	SOC-334116A	
tensiometre_brassard - Nylon bleu royal, tensiometre_taille - Adulte (M)	SOC-334112	
tensiometre_brassard - Nylon noir, tensiometre_taille - Enfant (S)	SOC-334126	
tensiometre_brassard - Nylon gris, tensiometre_taille - Enfant (S)	SOC-334121A	
tensiometre_brassard - Nylon bleu royal, tensiometre_taille - Enfant (S)	SOC-334122	
tensiometre_brassard - Nylon , tensiometre_taille - Pack de 4 tailles (XL-L-M-S)	SOC-334125	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com