

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls OXY 3 GIMA

Référence : SOC-35090

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques de l'Oxymètre de pouls OXY3 de GIMA

- Il affiche plusieurs paramètres dont: SpO2, FC, histogramme du pouls, forme d'onde
- il est livré avec 2 piles alcalines AAA dont le niveau de charge est indiqué à chaque fois et en mode repos il s'éteint automatiquement
- Son revêtement est doux, fait en silicone et antiglisse
- Écran orientable en 4 directions
- il est livré avec un manuel utilisateur en anglais, italien, espagnol, français

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/11406-oxymetre-de-pouls-oxy3-gima.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com