

**FICHE PRODUIT**



## Oxymètre de pouls digital OXYSTART Spengler

Référence : SOC-221050

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Oxymètre de pouls digital OXYSTART de Spengler

##### Haute précision des mesures

- Affichage simultanée des données de mesure en moins de 10 sec et personnalisable en 6 modes d'affichage
- Capteur haute sensibilité
- 5 niveaux de luminosité.

##### Utilisation facile et pratique

- Compact & léger
- Écran OLED couleurs
- Rotation de l'affichage
- Facile d'utilisation (1 bouton)
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation avec témoin de batterie faible

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Accessoires

- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

Garantie: 2 ans

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/11407-oxymetre-de-pouls-oxystart-spengler.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)