

FICHE PRODUIT



Sonde vésicale béquillée pour homme, sans ballonnet 40cm

Référence : SOC-042208

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde vésicale béquillée pour homme, sans ballonnet 40cm :

Sonde vésicale de type Nélaton

En PVC Transparente avec ligne O.R.X.

Charrière disponible: Fr 4 6 8 10 12 14 16 18 21 24.

Vendues par sachet de 10 sondes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/11415-sonde-vesicale-bequillee-sans-ballonnet-40cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com