

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur domestique mixte, électricité - solaire, 176 Litres

Référence : SOC-GESO176

Points forts

- délais : 48 heures
- Fonction du réfrigérateur : Domestique
- Système d'alimentation du réfrigérateur : Électricité - solaire

Description du produit

Caractéristiques techniques du réfrigérateur mixte

- Compresseur hermétique avec contrôle électronique intégré
- Possède un compartiment de réfrigération et un compartiment de congélation
- Extinction automatique en cas de baisse de tension
- Réfrigérant R134A, Respectueux de l'environnement
- Equipé d'une fermeture de sécurité
- Performance de réfrigération (Ajustable grâce au Thermostat):
Réfrigérateur: 0° - 10°C
Freezer: 0° - 18°C
- Consommation d'énergie : 72 W
- Tension d'entrée : CC 12V / 24V
- Capacité : 116 Litres (réfrigérateur) et 60 Litres (freezer)
- Taille du produit (L x l x H) : 500 x 530 x 1450 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taille du carton (L x l x H) : 555 x 605 x 1505 mm
- Poids Net / Brut (Kg) : 43/ 47

Accessoire (option) : Adaptateur CA/CC (**SOC-ACDC128**)

Système solaire (Recommandé)

- Panneau solaire : 200 W (**SOC-ZKSP**)
- Batterie : 150 HA (**SOC-BES606**)
- Contrôle de charge : 12V / 24V – 15 A (**SOC-CC618**)

Commande à partir de: 5pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-domestiques/11416-refrigerateur-domestique-mixte-electricite-solaire-176-litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Fonction du réfrigérateur	Domestique
Système d'alimentation du réfrigérateur	Électricité - solaire

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com