

FICHE PRODUIT

Sonde vésicale béquillée pour femme, sans ballonnet 18cm CH12

Référence : SOC-042506

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde vésicale béquillée pour femme, sans ballonnet 18cm :**Sonde vésicale de type Nélaton**

En PVC Transparente avec ligne O.R.X.

Charrière disponible: Fr 4 6 8 10 12 14 16 18 21 24.**Vendues par sachet de 10 sondes.**

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/11417-sonde-vesicale-bequillee-pour-femme-sans-ballonnet-18cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com