

FICHE PRODUIT



Manchette à pression GREY FUSE

Référence : SOC-528100

Description du produit

Spécifications techniques de la Manchette à pression SPENGLER POCHE - PRESS:

- Plage de mesure : 0 - 150 - 300 mmHg
- Grand cadran (Manomètre anéroïde) en ABS noir de diamètre 6,8 cm résistant aux chocs
- Poire : en PVC noir de diamètre 5 cm
- Poche de gonflage en polyamide: double tubulure pour une montée en pression linéaire et résistante à une pression de 500 mmHg
- Volumes disponibles : 500 - 1000, 3000 et 5000 mL
- Conditions de fonctionnement : +10 °C à +40 °C
- Conditions de stockage : -15 °C à +40 °C
- Poids : env. 300 g.

Entretien de la Manchette à pression SPENGLER POCHE - PRESS:

- Poche de gonflage : lavage à l'eau tiède savonneuse ou en immersion dans une solution désinfectante
- Manchette : lavage en machine à 30-35°C ou pulvériser une solution de nettoyage et de désinfection

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/11421-manchette-a-pression-spengler-poche-press.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
trans_perf_capacite - 500-1000 mL	SOC-528 101	
trans_perf_capacite - 3000 mL	SOC-528102	
trans_perf_capacite - 5000 mL	SOC-528103	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com