

FICHE PRODUIT

Fil de suture résorbable aiguille ronde PGLA

Référence : SOC-11107PGLA

Description du produit

Caractéristiques du fil de suture PGLA

Type : Multifilament tressé et enduit

Composition : Acide polyglycolique

Enduit : Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)

Couleur : Violet / Beige - non coloré

Réaction tissulaire : Minimale

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 21 jours.

Présentation : Boîte de 12 pochettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-en-catgut-chrome-ou-simple/11428-fil-de-suture-resorbable-pgla.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fil_de_suture_metric - 1.5, fil_de_suture_usp - 4/0, fil_de_suture_longueur - 75 cm, fil_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-11150126	
fil_de_suture_metric - 2, fil_de_suture_usp - 3/0, fil_de_suture_longueur - 75 cm, fil_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-11200126	
fil_de_suture_metric - 3, fil_de_suture_usp - 2/0, fil_de_suture_longueur - 75 cm, fil_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-11300126	
fil_de_suture_metric - 3.5, fil_de_suture_longueur - 75 cm, fil_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-11350126	
fil_de_suture_metric - 4, fil_de_suture_usp - 1, fil_de_suture_longueur - 75 cm, fil_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-11400126	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com