

**FICHE PRODUIT**



## Stérilisateur 279 litres, Modèle 1 porte S1004

Référence : SOC-S1004

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Spécifications Techniques du Stérilisateur 279 litres, Modèle 1 porte S1004

- Chambre: à 670 x 670 x 627 (1 porte).
- Dimensions totales: 1 250 x 1 970 x 934.
- Poids: 650 kg (1 porte).
- Volume nominal: 279 litres.
- Capacité en Modules Stérilisation, M.S.: 4.

#### **Puissance:**

- avec générateur: 34,5 kW ;
- sans générateur: 2,5 kW.
- Voltage: 400 III / 50 Hz (autres voltages en option)

#### **Programmes:**

- Programmes de Test (Test de vide, Test B & D).
- Textile et instruments à 134° C \* Caoutchoucs à 121° C \* Rapide à 134° C, spécial endoscopie

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

rigide.

- Conteneurs à 134° C.
- Traitement "PRIONS" à 134° C pendant 20 minutes.
- Programmes en option: liquides ouverts ou autres sur demande.

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1143-sterilisateur-279-litres-modele-1-porte-s1004.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)