

FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire stéréoscopique et à zoom, modèle SZM-45N

Référence : SOC-SZM-45N

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique Stéréoscopique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED
- Type d'objectifs : 7X ~ 45X

Description du produit

Microscope binoculaire stéréoscopique et à zoom, modèle SZM-45N

Caractéristiques :

Microscope stéréoscopique de conception innovante, plus compact, flexible et confortable.

Grand rapport de zoom, haute résolution, clair et entièrement équipé. L'industrie moderne électronique teste maintenant un équipement adéquat de choix.

Système optique de haute qualité recouvert d'un revêtement spécial de composants optiques, créant un système optique de haute qualité.

Grossissement standard 7X - 45X; Lentille auxiliaire en option, grossissement 35X - 225X.

Distance de travail effective à utiliser assez long.

Conception ergonomique, longue durée de travail sans se sentir fatigué ; pratique et confortable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11445-microscope-binoculaire-stereoscopique-et-a-zoom-modele-szm-45n.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique Stéréoscopique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED
Type d'objectifs	7X ~ 45X

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com