

**FICHE PRODUIT**

## Humidificateur d'oxygène médical 250ml, Modèle CCO

Référence : SOC-16581

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques de l'humidificateur 250 ml.**

- Modèle CCO
- Capacité : 250 cc Autoclavable à 121°C ou stérilisable à froid.
- Filetages d'entrée : 12x125 F - 9/16" F - 1/2" BS M - 1/4 G F.
- Hauteur : 190 mm Diamètre : 45 mm.
- Poids total : 85 g.
- Poids total avec eau stérile : 245 g.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/11446-humidificateur-250ml-modele-cco.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)