

FICHE PRODUIT



Humidificateur d'oxygène médical 500ml, Modèle TMS

Référence : SOC-16575

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'humidificateur 500 ml.

- Modèle TMS
- Capacité : 500 cc Autoclavable à 124°C
- Filetages d'entrée : 12x125 F - 9/16" F - 1/2" BS M - 1/4 G F.
- Hauteur : 200 mm
- Diamètre : 70 mm.
- Poids total : 155 g.
- Poids total avec eau stérile : 430 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/11447-humidificateur-500ml-modele-tms.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com