

FICHE PRODUIT

Réactif de nettoyage pour analyse automatisé Diatro cleaner

Référence : SOC-D5011

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Réactif de nettoyage pour analyse automatisé Diatro cleaner

Capacité: 1 litre.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/11451-reactif-de-nettoyage-pour-analyse-automatise-diatro-cleaner.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com