

FICHE PRODUIT

Collecteur d'aiguille SEPTOSAFE 2 litres

Référence : SOC-314PLUS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le SEPTOSAFE est un collecteur à usage unique d'utilisation courante (hôpital, centre de soins, clinique, ...).

Il existe différents supports disponibles pour une utilisation monomanuelle.

Le collecteur SEPTOSAFE est pourvu d'une poignée de transport et des encoches de désolidarisation permettant de désadapter les aiguilles des seringues, de dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide ainsi que les aiguilles des stylos injecteurs. Il est disponible avec deux tailles au choix, hauteur de 201 mm et hauteur de 220 mm

Caractéristiques du collecteur SEPTOSAFE

- Matériel : Polypropylène vierge
- Capacité nominale : 2 litres
- Capacité réelle : 2,39 litres
- Capacité utile : 2 litres
- Dimensions (couvercle assemblé) : LxH : 148 x 148 x 201 (carton de 62)
- Dimensions (couvercle assemblé) : LxH : 148 x 148 x 220 (carton de 60)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couleur : Collecteur jaune - couvercle rouge
- Autoclavage : Le collecteur SEPTOSAFE - CS PLUS 2 litres peut être autoclavé à 134° pendant 18 minutes (certificat du LNE disponible sur demande)
- Fermeture provisoire et définitive.

Supports disponibles

- Sur plan de travail ou paillasse avec des ventouses
- Sur chariot avec une fixation par pince
- Sur rail normalisé
- Plateau de soins référence 850 équipé d'un emplacement pour la fixation du collecteur d'aiguilles CS PLUS 2 litres

Conformité

- **Norme AFNOR NF X 30-511**
- Marque NF 302 - Emballage pour Déchets de Soins Perforants
- Code UN 3291

Conditionnement : carton de 60 pièces

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/collecteurs-et-mini-collecteurs/11452-collecteur-d-aiguille-septosafe-2litres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
hauteur_matériel - 201 mm	SOC-314PLUSB	
hauteur_matériel - 220 mm	SOC-314PLUS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com