

FICHE PRODUIT

Collecteur d'aiguille SEPTOSAFE 5 litres

Référence : SOC-1707PLUS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du collecteur SEPTOSAFE

- Matériel : Polypropylène vierge
- Capacité nominale : 5 litres
- Capacité réelle : 4.68 litres
- Capacité utile : 3.90 litres
- Dimensions (couvercle assemblé) : LxIxH : 167 x 167 x 298 mm
- Couleur : Collecteur jaune - couvercle rouge
- Autoclavage : Le collecteur SEPTOSAFE - CS PLUS 3 litres peut être autoclavé à 134° pendant 18 minutes (certificat du LNE disponible sur demande)
- Fermeture provisoire et définitive.

Supports disponibles

- Sur plan de travail ou paillasse avec des ventouses

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sur chariot avec une fixation par pince
- Sur rail normalisé

Conformité

- Norme AFNOR NF X 30-511

- Marque NF 302 - Emballage pour Déchets de Soins Perforants
- Code UN 3291 - 3H2/Y1,3/S/année de fabrication

I/CPABO 0012-F/A.B.M. ITALIA SPA

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/collecteurs-et-mini-collecteurs/11454-collecteur-d-aiguille-septosafe-5litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com