

FICHE PRODUIT



LED de Microscope en anneau, modèle HX-1A

Référence : SOC-HXD1A

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'Eclairage : Lampe LED

Description du produit

LED de Microscope en anneau, modèle HX-1A

Caractéristiques :

- Quantité de LED: 36/48/60;
- Puissance: 3 - 5 W;
- Tension: 90 - 265 V AC;
- Température de couleur:
 1. Blanc chaud: 3000K;
 2. Naturel: 4500k;
 3. Blanc froid: 6400K;
 4. Vert: 520nm-550nm;
 5. Bleu: 460nm-490nm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

6. Rouge: 621nm-645nm.

- Dimension du champ lumineux: Φ 60mm
- Diamètre externe:
 1. Tête en alluminium;
 2. Lumière réglable.
- Matière: Alluminium;
- Lux: $\approx$ 270 - 450 LM;
- Quantité par carton: 20 LEDs;
- Poids brut du carton: 16g
- Dimensions du carton: 68 x 46 x 29 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11455-led-de-microscope-en-anneau-modele-hx-1a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'Eclairage	Lampe LED

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com