

FICHE PRODUIT

BIO-TP (Détermination du taux de Prothrombine) 6 X 4 ML

Référence : SOC-602807

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BIO-TP (DETERMINATION DU TAUX DE PROTHROMBINE) 6 X 4 ML

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/11457-bio-tp-determination-du-taux-de-prothrombine-6-x-4-ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com