


FICHE PRODUIT

Unité d'acquisition et d'intégration des analyses pour IATROSCAN

Référence : SOC-CHS1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'unité comprend :

1/ -le Progiciel CHROMSTAR CHS-1

Ce logiciel a été conçu spécialement pour l'IATROSCAN pour pouvoir acquérir les micros signaux FID et assurer la gestion, le traitement et le retraitement des séries d'analyses sous Windows XP, 7/8/10. Il comprend :

- un câble blindé et un boîtier START STOP 1 avec contrôle visuel par diodes des transferts
- une carte PC Analog/Digital monocanal pour signal auxiliaire avec son câble USB
- le logiciel CHROMSTAR de communication et d'intégration avec :
- l'émulation de tout type d'écran
- l'acquisition en temps réel avec export et import de données
- les traitements mathématiques (repérage et évaluation quantifiée des pics, recherche automatique de la ligne de base, étalonnage, courbes de calibration, retraitement manuel de la ligne de base, étalonnage interne, étalonnage externe, fonctions Merge et Inverse, réajustement des dérives.)
- opérations standards entre chromatogrammes (addition, soustraction, lissage, comparaison, etc.)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2/ -le PC Pentium Optiplex/Precision modifié (ou un modèle équivalent si plus performant)

PC Iatro Pentium 4 D.C.C DELL Optiplex GX760 MT Intel Core 2 Duo Processor;Windows 10 ; 64 bits écran plat TFT22", ports USB, Slots PCI, graveur et lecteur 16X-DVD, disque dur 500Gb, 512 DDR2 et imprimante couleurs multifonctions CANON Pixma (ou des matériels équivalents à prix égal si plus récents et plus performants)

cet ensemble est validé départ usine.

Important : Pour assurer la garantie globale du système, cette fourniture ne peut être dissociée du Iatroscan.

Sur demande le PC Windows sera en Français « Clavier AZERTY » ou en Anglais « Clavier QUERTY ». A préciser avec la commande.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11459-unite-d-acquisition-et-d-integration-des-analyses.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com