


FICHE PRODUIT



Kit d'accessoires et consommables IATROSCAN

Référence : SOC-KSH05

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'accessoires et consommables:

- 2 x cadres SD6 pour fixer les Chromarods
- 2 x Cuves DT150
- 2 x Boîtes de 10 Chromarods S5
- 1 x Chambre de stockage des Chromarods
- 1 x control mixture for lipides

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11461-kit-d-accessoires-et-consommables-iatrosan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com