

FICHE PRODUIT



Set d'électrodes pour analyseur d'électrolytes ISE

Référence : SOC-CT201822

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce Set **d'électrodes pour analyseur d'électrolytes ISE** est composé de

- 1 électrode K
- 1 électrode Na
- 1 électrode Ca
- 1 électrode Cl
- 1 électrode PH
- 1 électrode Ref

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/11462-set-d-electrodes-pour-analyseur-d-electrolytes-ise.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com