

FICHE PRODUIT

Solution de Controle pour analyseur d'électrolyte XI-921C (30 mL)

Référence : SOC-CT201820

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

Solution de Controle pour analyseur d'électrolyte XI-921C (30 mL)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/11465-solution-de-controle-pour-analyseur-d-electrolyte-xi-921c.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com