

FICHE PRODUIT

Table à langer nouveau-né confortable

Référence : SOC-X1750

Points forts

- délais : 48 heures
- Structure de la table : Fixe

Description du produit

Caractéristiques de la table à langer.

- Matériau: cadre du lit et pied en acier inoxydable tube rond. Panneau du lit en PVC.
- Charge totale: 50 kg.
- Couleur bleu.
- Taille de la table: 100 x 60 x 100 cm.
- Taille de l'emballage: 95 x 65 x 22 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11469-table-a-langer-nouveau-ne-confortable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Structure de la table	Fixe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com