

FICHE PRODUIT

Deversoir-Vidoir mural d'hôpital modèle PUBLICA

Référence : SOC-04324000000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **deversoir-Vidoir mural d'hôpital modèle PUBLICA** fonctionne à 6 litres d'eau et comprend :

- un **vidoir** suspendu avec bride de rinçage émaillée
- une **grille mobile inox** porte-seau avec tampons amortisseurs,
- une **grille de fond inox**, avant le siphon.

La fixation se fait par boulons sur mur porteur ou bâti-support WC (non fournis).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/11473-deversoir-vidoir-d-hopital-mural-publica.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com