

FICHE PRODUIT



Rampe chauffante néonatale sur roulettes modèle YDW-II

Référence : SOC-6028091

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Rampe chauffante néonatale sur roulettes modèle YDW-II

Caractéristiques :

- La source de rayonnement infrarouge en plaque de céramique et son rendement peuvent être ajustées;
- L'angle de la boîte radiante peut être ajusté;
- La boîte radiante est réglable en hauteur;
- Les roues peuvent être verrouillées.

Configuration standard :

- Boîte radiante, bouton de réglage des angles, poteau de levage, roulettes.

Paramètres techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance requise: AC220V-230V / 50Hz ou AC110-120V / 50-60Hz, 1000VA;
- Longueur d'onde infrarouge: 5 μ m ~ 10 μ m;
- Réglage de la puissance de chauffage: Deux niveaux 500W / 1000W ;
- Vitesse de hausse de température:
 - * Sous puissance moyenne: ≥ 0.18 °C / min,
 - * Sous pleine puissance: ≥ 0.36 °C / min;
- L'angle de la boîte radiante peut être ajusté;
- Boîte radiante réglable en hauteur: 1300mm ~ 1700mm.

Température environnementale :

- Température ambiante: 10 °C ~ 20 °C;
- Vitesse de vent environnementale: <0.3m / s.

Conditionnement du produit:

- Paquet: chaque unité est emballée dans un carton;
- Dimension: 955mm x 655mm x 250mm;
- Poids brut: 25 kg.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/11481-rampe-chauffante-neonatale-sur-roulettes-modele-ydw-ii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com