

FICHE PRODUIT

Testeur de désintégration ZT324

Référence : SOC-ZTX324

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

Le testeur de désintégration ZT 324, conforme USP/EP, est prévu pour quatre stations de test à fonctionnement individuel(paniers non inclus).

- Descente et montée automatique du panier
- Sonde de température PT 100,
- Manuel en anglais

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11484-testeur-de-desintegration-zt324.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com