

FICHE PRODUIT



Panier « type A » pour testeur de désintégration

Référence : SOC-PZX324

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques:

Panier « type A » 6 tubes de tests

- Tamis 10 mesh Tubes et flotteurs inclus

(pour le ZT324 quatre paniers sont nécessaires)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11485-panier-type-a-pour-testeur-de-desintegration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com