

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse Hettich, Rotofix 32A

Référence : SOC-6028093

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse de paillasse Hettich, modèle Rotofix 32A

La Centrifugeuse Rotofix 32 A est une centrifugeuse de paillasse robuste et polyvalente indispensable pour les tâches quotidiennes de laboratoire dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux de petite taille. Elle est non seulement idéale pour la chimie clinique, mais sait également se rendre indispensable en cytologie.

Le domaine d'application de cette centrifugeuse ne se limite pourtant pas au secteur médical. Grâce à son grand nombre d'accessoires, la centrifugeuse ROTOFIX 32 A trouve également tout à fait sa place dans les laboratoires industriels et de recherche pour la préparation d'échantillons. Des tubes pour bain de chrome destinés aux essais de bains galvaniques sont également disponibles.

PUISSANCE :

- ACR max : 4 226

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité max. : 4 x 100 ml
 - * Jusqu'à 32 x 15 ml;
 - * Jusqu'à 8 préparations cytologiques.

CONCEPTION :

- Couvercle et boîtier métalliques
- Cuve en acier spécial inoxydable
- Fermeture mécanique
- Regard dans le couvercle

SÉCURITÉ :

- Verrouillage du couvercle et maintien en position fermée
- Arrêt en cas de déséquilibre
- Reconnaissance automatique du rotor
- Déverrouillage d'urgence

COMMANDE :

- Clavier à effleurement : Entrée précise, simple et rapide des paramètres grâce aux touches de sélection
- Vitesse RPM : Entrée par incréments de 100
- Durée t/min : Entrée en minutes, max. 99 min.
- Touche IMPULS : Pour les centrifugations de courte durée
- Touche de commutation ACR : Affichage de l'ACR pendant le cycle, aussi longtemps que l'on appuie sur la touche. Le rayon du rotor doit préalablement être entré.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

- Tension : 208 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~ ;
- Fréquence : 50 – 60 Hz ;
- Charge de connexion : 300 VA ;
- Emission, immunité : EN / IEC 61326-1, classe B / FCC classe B ;
- Capacité max. : 4 x 100 ml / 32 x 15 ml ;
- RPM max. (vitesse) : 6000 min⁻¹ ;
- ACR max. : 4.226
- Durée : 1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
- Dimensions (H x L x P) : 257 x 366 x 430 mm
- Poids : env. 23 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11490-centrifugeuse-de-paillasse-hettich-rotofix-32a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com