

FICHE PRODUIT

Autoclave de stérilisation ' PRESOCLAVE II' Classe N 80 L

Référence : SOC-082-4002136

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave de stérilisation ' PRESOCLAVE II' Classe N 80 L

Le PRESOCLAVE est un autoclave qui permet la régulation électronique de la température et du temps avec lecture digitale et purge atmosphérique.

Pour températures de 115 °c jusqu'à 134 °c (0,62 a 2 bar).

Conforme aux directives des appareils a pression.

Modèle vertical.

Caractéristiques de l'Autoclave PRESOCLAVE:

- Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox.
- Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
- Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Purge atmosphérique automatique.
- Système de fermeture en 6 points.

Sécurité:

- Soupape de sécurité.
 - Pressostat de sécurité.
 - Thermostat de sécurité.
 - Dispositifs de sécurité du couvercle.
-
- Capacité: 80 litres.
 - Diamètre haut: 40 x 60 cm.
 - Hauteur /largeur /profondeur extérieur: 107 x 58 x 72 cm.
 - Consommation (W): 3600.
 - Poids: 100 kg.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/11493-autoclave-de-sterilisation-presoclave-ii-classe-n-80-l.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com