

FICHE PRODUIT



Analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360

Référence : SOC-AIA360

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360

L'**Analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360** proposé par **SOCIMED** est un **analyseur pour immunoanalyse enzymatique automatisé** et de haute technologie qui convient parfaitement à un laboratoire ou un hôpital de taille moyenne, à une clinique hospitalière, à un laboratoire de cabinet médical, à un analyseur de spécialité ou de sauvegarde.

L'**analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360** est un analyseur de segments spécifiques tels que le **marqueur de cancer**, le **diagnostic cardiaque** ou les **paramètres de reproduction pour un centre de FIV**. Il offre tous les avantages de l'automatisation haut de gamme dans un format de paillasse compact.

Les avantages de l'analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360 :

- **Utilisation facile** : interface écran tactile simple, capacité à accepter les tubes primaires codés en barre avec une identification positive du patient, élimine les erreurs potentielles
- **Système avancé** : l'AIA-360 est équipé d'une technologie de réactif lyophilisé qui améliore considérablement la qualité des rapports, renforce la robustesse et facilite la mise à niveau vers

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

des analyseurs AIA à plus haut débit.

- **Bon débit** : 36 tests / heure et un menu de test étendu et en expansion

Caractéristiques spécifiques de l'analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360 :

- Analyseur de paillasse compact
- Débit : 36 tests / heure et adapté pour gérer jusqu'à 30 à 100 tests / jour.
- Fluorescence Enzyme Immunoassay
- Format de chimie lyophilisée
- Technologie Unit Dose Test Cup (UDTC)
- Durée de réaction : 10 minutes
- Premier résultat dans les 20 minutes
- Stabilité d'étalonnage de 90 jours
- Capacité de test unique
- Détecteur de double caillot
- Entretien facile
- Logiciel convivial
- I x P x H (mm): 400 x 400 x 520
- Poids: 29 kgs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/11494-automate-d-immunoanalyse-enzymatique-aia-360.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com