

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire Supérieur semi-plan 40-400

Référence : SOC-571320

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Microscope Binoculaire Supérieur Semi - plan

- Alimentation : Transformateur intégré dans le socle, cordon 2 P+T.
- Condenseur : D'abbé O.N. 1,25 ajustable en hauteur par mouvement linéaire.
- Diaphragme : À iris avec guide de position fonction de l'objectif utilisé.
- Grossissement : x40 à x400.
- Mise au point : Par crémaillère avec commandes macrométriques et micrométriques coaxiales.
- Modèle : Naja.
- Objectifs : Semi-plans corrigés à l'infini x4 / x10 / x40 (rétractable).
- Oculaires : EW10x/20 grand champ.
- Platine : Rectangulaire 150 x 133 mm avec surplatine à commandes coaxiales, course 75 x 50 mm avec vernier et guide-objet pour recevoir 2 lames.
- Qualité des objectifs : Semi-plan.
- Réglage dioptrique : sur 1 tube.
- Réglage inter pupillaire : 48 à 75 mm.
- Type de tête : binoculaire.
- Tête : Binoculaire, orientable sur 360°, inclinée à 30°

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Eclairage : LED.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11496-microscope-binoculaire-superieur-semi-plan-40-400.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com