

FICHE PRODUIT



Pack complet d'electrodes pour ISE5000 (XI-921C)

Référence : SOC-XI921C

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

Pack complet d'electrodes pour l'analyseurs d'électrolytes ISE 5 000 (Na, K, Cl, Ca, pH).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/11503-pack-complet-d-electrodes-pour-ise5000-xi-921c.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com