

FICHE PRODUIT



Papier filtre qualitatif standard Whatman grade 1.

Référence : SOC-10016508

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du papier filtre quantitatif Whatman.

- Diamètre : 10 mm.
- Conditionnement de vente: boîte de 500.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/11508-papier-filtre-qualitatif-standard-whatman-grade-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com