


FICHE PRODUIT



BARREAU MAGNETIQUE PLAT POUR AGITATION 12MM

Référence : SOC-IE201829

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BARREAU MAGNETIQUE PLAT POUR AGITATION

- Recouvert en PTFE
- Pour usage général, comme les cylindriques, mais cause une turbulence majeure à faible vitesse
- Longueur : 12mm
- Lot de 30 unités

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/11512-barreau-magnetique-plat-pour-agitation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com