

FICHE PRODUIT



Kit ou Galerie API 10 S

Référence : SOC-API10S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit API 10 S ou GALERIE API 10S

Pour l'identification simplifiée des bâtonnets Gram (-) en 18-24 h.

Utilisations :

API offre une identification manuelle des micro-organismes pour:

- Diagnostic des maladies infectieuses
- Identification de micro-organismes industriels importants

Kit de 50 bandes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11514-kit-api-10-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com