

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse Mikro 200 Classique

Référence : SOC-M2400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Propriétés de la centrifugeuse de paillasse Mikro 200 classique

- Boîtier métallique.
- Couvercle métallique.
- Cuve en acier spécial inoxydable.
- En outre, un rotor de 30 places pour tubes de 0,5 ml, un rotor de 20 places pour tubes cryo et un rotor pouvant accueillir jusqu'à quatre bandes PCR sont également disponibles pour la microcentrifugeuse.
- À l'exception des rotors pour bandes PCR, tous les rotors peuvent être équipés en option de couvercles seulement autoclavables ou autoclavables et résistants au phénol, avec joint biologique.
- Grâce à la commande par microprocesseur, cette centrifugeuse offre une interface de commande multifonctionnelle et intuitive.
- La commande de la MIKRO 200 dispose de nombreuses fonctions pratiques. Le bouton rotatif permet de sélectionner et entrer rapidement les paramètres.
- Si une courte centrifugation est nécessaire, par exemple pour faire tomber les gouttelettes accrochées au bouchon d'un tube, il suffit d'appuyer sur la touche Impuls. La centrifugeuse fonctionne alors à la vitesse présélectionnée tant que la touche est maintenue appuyée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système de verrouillage du couvercle.
- Sécurité anti-chute du couvercle.
- Déverrouillage d'urgence simple en cas de coupure de courant.
- Protection contre la surchauffe du moteur.
- Protection contre la surchauffe de la cuve.
- Arrêt en cas de déséquilibre.
- Accessoires avec joint biologique (certifié TÜV selon DIN EN 61010, 2^e partie - 2) garantissant la protection contre les aérosols dangereux ou agressifs.

Caractéristiques techniques de la centrifugeuse de paillasse Micro 200 classique

Dimensions (h x l x p)	260 x 275 x 344 mm
Poids	Environ 11.5 kg
Rotor	sans
Capacité maximale	30 x 1.5 / 2.0 ml
RPM Maximal	15'000 min-1
ACR Maximal	21'382

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/11515-centrifugeuse-de-paillasse-mikro-200-classique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com