


FICHE PRODUIT

Centrifugeuse réfrigérée Mikro 220 R - Hettich

Référence : SOC-2205MR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Propriétés de la Centrifugeuse réfrigérée Mikro 220 R - Hettich

- Boîtier métallique.
- Couvercle métallique.
- Cuve en acier spécial inoxydable.
- Regard dans le couvercle.
- 9 rotors différents : outre les rotors standard peuvent être utilisés un rotor libre de 24 places, un rotor de 20 places pour tubes cryo ainsi qu'un rotor pour 6 bandes PCR.
- Verrouillage motorisé du couvercle.
- Panneau de commande et d'information ergonomique.
- Rotor facile à changer.
- 10 plages programmables.
- Lors de l'entrée du rayon du rotor r/mm, la fonction de commutation permet de choisir entre l'affichage de la vitesse en RPM et de l'accélération centrifuge relative (ACR).
- Les paramètres peuvent en outre être réglés ou modifiés de manière simple et rapide grâce au bouton rotatif.
- Système de verrouillage du couvercle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sécurité anti-chute du couvercle.
- Déverrouillage d'urgence simple de la centrifugeuse en cas de coupure de courant.
- Protection contre la surchauffe du moteur.
- Arrêt en cas de déséquilibre.
- Reconnaissance automatique du rotor.
- Accessoires avec joint biologique (certifié TÜV selon DIN EN 61010, 2^e partie - 2) garantissant la protection contre les aérosols dangereux ou agressifs.

Caractéristiques de la Centrifugeuse réfrigérée Mikro 220 R - Hettich

Dimensions (h x l x p)	313 x 330 x 650 mm
Poids	Environ 42 kg
Rotor	Sans
Capacité maximale	48 x 1.5 / 2.0 ml ; 6 x 50 ml
RPM Maximal	18'000 min-1
ACR Maximal	31'514

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/11518-centrifugeuse-refrigeree-mikro-220-r-hettich.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com