


FICHE PRODUIT



Ballon à fond plat en verre PYREX 1L

Référence : SOC-H2018291

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ballon à fond plat en verre PYREX 1L

Caractéristiques :

- Conformes à la norme ISO
- Avec col large pour faciliter l'ajout d'échantillons solides, etc.
- Fond plat pour une utilisation sur les paillasses, les plaques chauffantes, etc.
- Fabriqués en verre Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques
- Excellente résistance chimique qui garantit une neutralité parfaite

Spécifications techniques:

- **Couleur de graduation** : Blanche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Diamètre ext. Corps** : 131 mm
- **Hauteur (mm)** : 200.0
- **Pack** : 1
- **Type de verre** : Pyrex : Verre borosilicaté 3.3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11519-ballon-a-fond-plat-en-verre-pyrex-1l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com