

**FICHE PRODUIT**



## Ballon à fond plat en verre PYREX 2L

Référence : SOC-H2018292

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Ballon à fond plat en verre PYREX 2L

#### Caractéristiques :

- Conformes à la norme ISO
- Avec col large pour faciliter l'ajout d'échantillons solides, etc.
- Fond plat pour une utilisation sur les paillasses, les plaques chauffantes, etc.
- Fabriqués en verre Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques
- Excellente résistance chimique qui garantit une neutralité parfaite

#### Spécifications techniques:

- **Couleur de graduation** : Blanche

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- **Diamètre ext. Corps** : 168 mm
- **Hauteur (mm)** : 230.0
- **Pack** : 1
- **Type de verre** : Pyrex : Verre borosilicaté 3.3
- **Poids brut** : 0.666

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11520-ballon-a-fond-plat-en-verre-pyrex-2l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com