

FICHE PRODUIT

Stéréomicroscope SZN-3

Référence : SOC-45SZN3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du stereomicroscope SZN-3

Grossissement global	x6.7... x45
Zoom continu	Oui
Distance de travail maximal	110 mm
Champ d'objet maximal	22 mm
Eclairage	LED incident + transmis
Phototube (trinoculaire)	Non
Alimentation	230V / 50 Hz
Poids	4 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11522-stereomicroscope-szn-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com